

IS Islenska

YES® WB ekki að nota á sama tíma og önnur lyf eins og HRT í leggögum, sveppalýf í leggögum eða sýklalyf án samrás Því lýfjafraðingi / lækní.

Hægt er að nota YES® WB við legganganðanir, t.d. hefbundni strokþróf. Hentar ekki til notkunar með ThinPrep Pap prófnum.

Geymsla
Setjið hettuna aftur að eftir notkun. Geymið á köldum og þurrum stað (5 - 30°C). Geymst færri þeim sólþórlísi. Notið fyrir fyringardæsetningu. Eftir að pakning hefur verið opnuð, skal nota plástra / skammtapok innan 48 klst. og við innan 4 máðra.

Viðvörðun: Ef innsiglið á einhverri túpu/skammtara sem fylgr er skemmt eða opnað skulut EKKI nota hana, heldur skila henni að aftur á kaupstað.

Innihaldsefni
Vatn*, Aloe vera*, hörðulátræf*, Guar gumi*, Locust bean gumi*, Xanthan gumi*, Natriumkloríð, Kaliumsorbát, Sítrónusýra*, Natriumbensóat. *Lífrænt ræktuð innihaldsefni 96% lífræn.

Að heita YES® WB
Getur verið notað utan sem innan, á þig síðla/n og maka. YES® WB í túpu eða skammtapok er hannað til þess að berá á fingur, einfaldelega kreistu gelid á fingurðum og notuð í leggögum og ófleiningum. YES® WB stúður einnig að daglegum þægindum námanns veфа sem félir við þurk í leggögum í tengslum við sjókdóma eins og tíðahvörf, eftir fæðingu og sjókdóma, þar með til að ekki takmárið við kvensjókdómatengdar krabbameinsmeðförfir. Notendarrannsóknar hafa sýnt að YES® WB gefur langvarandi árangur.

Kostir YES® WB
YES® WB aðstoðar bíg við ástlot með því að veita smurningu til að gera bér kleift að stunda mók og auka ánaðgi og ófleiningum. YES® WB stúður einnig að daglegum þægindum námanns veфа sem félir við þurk í leggögum í tengslum við sjókdóma eins og tíðahvörf, eftir fæðingu og sjókdóma, þar með til að ekki takmárið við kvensjókdómatengdar krabbameinsmeðförfir. Notendarrannsóknar hafa sýnt að YES® WB gefur langvarandi árangur.

Að heita YES® WB
Getur verið notað utan sem innan, á þig síðla/n og maka. YES® WB í túpu eða skammtapok er hannað til þess að berá á fingur, einfaldelega kreistu gelid á fingurðum og notuð í leggögum og ófleiningum. YES® WB er hægt að nota frjálslega og oft í samræmi við þarf í lakkans.

Af yllt, einnótt áhóld leyfa YES® WB að nán lengra inn í leggögum og smyrja og gefa raka á réttum stað (einig tilvald fyrir samfarir án þess að fari miklu fyrir því).

I. Hristu áburðinn niður
2. Snúru lokid af
3. Skammtarann er hægt að setja inn í samræmi við persónulega velliðan og val:
a) Síttandi b) Standardi c) Liggjandi
4. Þegar hann hefur verið sett inn, kreistu enda skammtarans nokkrum sinnum til að settu kremið hatt inn í leggögum
5. Þegar hann er tóum skulu halda aðfram að kreista endanum á skammtaranum til að drága hann út á öruggan hatt. **EKKI nota aftur – Mengunarhæta**
6. Fargið með endurvínslu (þar sem aðstaða er til staðar)

Hversu oft á að berá á
Til að óvara ángjöld og vellíðan í ást gerð. A 5ml umsóknin er yfirleitt nóg, en meira má nota ef þóskrefur.
Til að drága úr óþagnindum: Að berá á 5ml áburð á 2-3 daga fresti er venjulega nægjanlegt til að viðhalda þægindum.
Ábending: Upplifruð Double Glide aðhrifn Notaðu lag af YES® WB ofan á YES® OB til að varanlega og rýja vidd í ástarfameiðslu.

Hvernig virkar YES® WB?
Likamleg vörn - YES® WB festir sig við leggangaveggina og veitir viðkvæmum vefjum milda líkamlega vörn.
Ákæflega viðkvælundi - YES® WB's iso til hypo-osmotic innihaldsefni losa vatn til að þorpa vefjum hvatt lettu þurki og óþagnindi.
Sýrustig samsvarð - Purrki í leggögum fylgrir oft breytting að sýrustigi sem orsakast af lágu estrógenmági. YES® WB er sýrustig í samræmi við heilbrigðan leggangavef (pH4) sem hjálpar til við að endurheimta leggangaheilslu.

Hugmálar aukaverkaní
Aukaverkaní sem tengjast því að koma aftur á sýrustigi í leggögum – þú gæt fundið fyrir eru tingum, kláða eða svíða meðan sýrustig í leggögum er að komast í edilegt horf.
Mjög sjaldgæfar aukaverkaní (koma fyrir hjá færri en 1 að hverjum 1.000 einstaklingum) geta verið útfærð eða sýking. YES WB er ekki gert út neinum þekktum ofnæmisvökum, en það er enn fjarlægur möguleiki (eins og með allt sem er notað á líkamnum) að næmi/ofnæmisviðbrögð geti komið fram.

VIDÝRUN: Ef er ting að stað skal hætta notkun. Leitádu til teknis ef einkennir eru viðvarandi.

Tíkyndina alvarlegar aukaverkaní til The YES YES Company Ltd og staðbundinna heilbrigðisfyrvalda.

Milliverkaní við lyf/læknisskodanir á leggögum
YES® WB er hægt að nota á öruggan hatt með silikonþynningarlyfum/þjálfum / tóðsilikonum og náttúrulegum - eða polýsoprensmókkum úr gumi.

VIDÝRUN: Notið ekki með pólyuretan smokkum.

Come funziona YES® WB?
Protezione fisica - YES® WB aderisce alle pareti vaginali apportando una delicata protezione fisica ai tessuti sensibili.

Varuð: YES® WB er ekki getnadrávörn eða sáddrepandi.

YES® WB er ekki að nota á sama tíma og önnur lyf eins og HRT í leggögum, sveppalýf í leggögum eða sýklalyf án samrás við lyfjafraðingi / lækní.

Hægt er að nota YES® WB við legganganðanir, t.d. hefbundni strokþróf. Hentar ekki til notkunar með ThinPrep Pap prófnum.

Geymsla
Setjið hettuna aftur að eftir notkun. Geymið á köldum og þurrum stað (5 - 30°C). Geymst færri þeim sólþórlísi. Notið fyrir fyringardæsetningu. Eftir að pakning hefur verið opnuð, skal nota plástra / skammtapok innan 48 klst. og við innan 4 máðra.

Viðvörðun: Ef innsiglið á einhverri túpu/skammtara sem fylgr er skemmt eða opnað skulut EKKI nota hana, heldur skila henni að aftur á kaupstað.

Innihaldsefni
Vatn*, Aloe vera*, hörðulátræf*, Guar gumi*, Locust bean gumi*, Xanthan gumi*, Natriumkloríð, Kaliumsorbát, Sítrónusýra*, Natriumbensóat. *Lífrænt ræktuð innihaldsefni 96% lífræn.

Að heita YES® WB
Getur verið notað utan sem innan, á þig síðla/n og maka. YES® WB í túpu eða skammtapok er hannað til þess að berá á fingur, einfaldelega kreistu gelid á fingurðum og notuð í leggögum og ófleiningum. YES® WB stúður einnig að daglegum þægindum námanns veфа sem félir við þurk í leggögum í tengslum við sjókdóma eins og tíðahvörf, eftir fæðingu og sjókdóma, þar með til að ekki takmárið við kvensjókdómatengdar krabbameinsmeðförfir. Notendarrannsóknar hafa sýnt að YES® WB gefur langvarandi árangur.

Kostir YES® WB
YES® WB aðstoðar bíg við ástlot með því að veita smurningu til að gera bér kleift að stunda mók og auka ánaðgi og ófleiningum. YES® WB stúður einnig að daglegum þægindum námanns veфа sem félir við þurk í leggögum í tengslum við sjókdóma eins og tíðahvörf, eftir fæðingu og sjókdóma, þar með til að ekki takmárið við kvensjókdómatengdar krabbameinsmeðförfir. Notendarrannsóknar hafa sýnt að YES® WB gefur langvarandi árangur.

Að heita YES® WB
Getur verið notað utan sem innan, á þig síðla/n og maka. YES® WB í túpu eða skammtapok er hannað til þess að berá á fingur, einfaldelega kreistu gelid á fingurðum og notuð í leggögum og ófleiningum. YES® WB stúður einnig að daglegum þægindum námanns veфа sem félir við þurk í leggögum í tengslum við sjókdóma eins og tíðahvörf, eftir fæðingu og sjókdóma, þar með til að ekki takmárið við kvensjókdómatengdar krabbameinsmeðförfir. Notendarrannsóknar hafa sýnt að YES® WB gefur langvarandi árangur.

Að heita YES® WB
Getur verið notað utan sem innan, á þig síðla/n og maka. YES® WB í túpu eða skammtapok er hannað til þess að berá á fingur, einfaldelega kreistu gelid á fingurðum og notuð í leggögum og ófleiningum. YES® WB stúður einnig að daglegum þægindum námanns veфа sem félir við þurk í leggögum í tengslum við sjókdóma eins og tíðahvörf, eftir fæðingu og sjókdóma, þar með til að ekki takmárið við kvensjókdómatengdar krabbameinsmeðförfir. Notendarrannsóknar hafa sýnt að YES® WB gefur langvarandi árangur.

IS Latviešu

YES® WB galima giliu pasiekti makstīj tānkumu kiekju tepti ir drēķinti reikamojo vietējo (taip pat puikai tānkuma diskretiskām naudojumiem prieš latviju santykus).

1. Suplakite aplikatoru

2. Nusukite viršutinē dalī

3. Aplikatoru galima īterpti, kaip jums lengvā iu kaip patogau:

a) sedināt b) stovināt c) gūlināt

4. Kaj tāpīta, kelas kartus pasauskite aplikatorius galā, kad išspauštumēte produktu

5. Išstūtīne, pasauskite aplikatorius galā, kad saugāj iji īstruktumētē.

Nenaudotie pakartotinai – ūzteršķīmo pavojs.

6. īsmēsti perdirbīmu (jei yra atliku tāpīta)

YES® WB priekšrocības

Corrispondenza del pH - la secchezza vaginali è spesso accompagnata da un'alterazione del pH causata da bassi livelli di estrogeni: YES® WB ha un pH

corrispondente a quello del tessuto vaginali sano (pH4) e questo aiuta a

ristabilire la salute della vagina.

Possibili contraindicationi

Effetti collaterali legati al riequilibrio del pH vaginali: è possibile che si manifestino irritazioni, prurito o bruciore mentre il pH vaginali viene riportato a livelli normali.

Tra gli effetti collaterali rari (che interessano meno di 1 persona su 1.000) possono riportare perdite o infezioni: YES® WB non contiene allergeni noti, tuttavia esiste una remota possibilità (come per qualsiasi prodotto applicato a

produttore).

Brīdinājums: Ja kāda tāpīta aplikators ir bojāts vai atvērts, NELIETOJET to,

atgrieziet ieāģēdus vieta.

TWIŠIJA: Jejk ikun hemm irritazzjoni, waqqaf l-užu. Jejk is-sintomi jippersistu itib parir mediku.

Tips for ekstra nytelse: Opplev Double Glide-effekten Pāfēr og tag med YES® WB

itib par med YES® WB

Interacties met vaginale toegepaste medicijnen/onderzoeken
YES® WB kan veilig worden gebruikt met siliconen vaginale dilatatoren / trainers / menstruatiecups en condooms van natuurrubberlatex of polyisopreen.

WAARSCHUWING: Niet gebruiken met polyurethaan condooms.

LET OP: YES® WB is geen anticonceptiemiddel of spermicide.

YES® WB mag niet tegelijkertijd worden toegepast met andere gynaecomedicijnen zoals vaginale HST, vaginale antischimmelmedicijnen of antibacteriële geneesmiddelen zonder overleg met uw apotheker/arts.

YES® WB kan worden gebruikt bij vaginale onderzoeken, bijvoorbeeld bij de standaard uitstrijkjes. Niet geschikt voor gebruik met de ThinPrep Pap test.

Opslag

Vervang de dop na gebruik. Bewaren op een koele, droge plaats (5 - 30 °C). Buiten direct zonlicht houden. Gebruiken voor de vervaldatum. Eenmaal geopend, gebruik applicators / sachets binnen 48 uur en buien binnen 4 maanden.

Waarschuwing: Indien het zegel op een tube/applicator beschadigd of geopend is, NIET gebruiken en terugsturen naar de plaats van aankoop.

Ingrediënten

Water^a, aloë vera^a, vas extract^a, guarapitmeel^a, sint-jansbroodpitmeel^a, xanthanogom^a, natriumchloride^a, kaliumsorbaat, citroenzuur^a, natriumbenzoaat.

^a Biologisch geteelde ingrediënten 96% biologisch.

^a Ingrediënten die verantwoordelijk zijn voor de effectiviteit van het product >99%

PL Polski

YES® WB – lubrykant intymny na bazie wody – do delikatny, naturalny, jedwabisty żel na bazie składników roślinnych, który nawilża okolice intymne oraz lagodzi suchość pochwy. YES® WB ma pH zbliżone do naturalnego pH pochwy (pH4), właściwości i zo- i hipotoniczne oraz naturalną konzystencję. Nie ma zapachu, koloru ani smaku i nie jest lepkie.

YES® WB jest przeznaczony dla osób dorosłych i nie powinno być stosowany na uszkodzoną lub popękaną skórę.
Zalety YES® WB

YES® WB pomaga Ci podczas stonku, zapewniając nawilżenie umożliwiające penetrację, ułatwiając płynne ruchy i zwiększąc przyjemne doznanie. YES® WB dąże także do codziennego komfortu Twoich okolic intymnych, lagodząc objawy suchości pochwy związane z menopauzą, okresem poporodowym (potęgiem) i stanami chorobowymi, w tym m.in. leczeniem nowotworów ginekologicznych. Badania przeprowadzone z udziałem użytkowników wykazały, że stosowanie lubrykantu YES® WB zapewnia długotrwałe rezultaty.

Stosowanie YES® WB

YES® WB w tubach lub saszetkach można stosować zewnętrznie i wewnętrznie i nakładać za pomocą palców na ciało swoje i partnera lub partnerki. Wystarczy wycisnąć żel na obszary palców, aby nalożyć odpowiednią ilość na pochwy i/lub wargi sromowe. Lubrykant YES® WB można używać tak dużo i tak często, jak potrzeba.

Wstępnie napełnione, jednorazowe aplikatory pozwalają na stosowanie lubrykantu YES® WB w głębi pochwy, dzięki czemu można odpowiednio nawilżać właściwe miejsce, w którym pojawiła się dyskomfort [idealnie nadają się także do dyskretnego nałożenia produktu przed stosunkiem].

1. Potrząsnij aplikatorem.

2. Odkrć zakrętkę.

3. Aplikator można wprowadzić w najwygodniejszej pozycji:

a) siedząc, b) stojąc, c) leżąc.

4. Po wprowadzeniu ściśnij kilkakrotnie końcówkę aplikatora, aby produkt wypłynął.

5. Po opróżnieniu ściśnij koniec aplikatora, aby bezpiecznie go wyjąć.

Nie używaj ponownie – ryzyko kontaminacji.

6. Oddaj gó do recyklingu, jeśli to możliwe.

Częstość stosowania

Benefícios do YES® WB
YES® WB ajuda o ato sexual, fornecendo lubrificação para permitir a penetração e aumentar o deslizamento e a sensação de prazer. O YES® WB também promove o conforto diário dos tecidos íntimos, proporcionando uma segurança vaginal associada a condições como menopausa, período pós-parto e condições médicas, incluindo, mas sem limitação, tratamentos ginecológicos relacionados com cancer. Estudos de utilização demonstraram que o YES® WB proporciona resultados duradouros.

Jak działa YES® WB?
Ochrona mechaniczna – YES® WB przylega do ścianek pochwy, tworząc delikatną warstwę ochronną dla wrażliwych tkanek.

Intensywne nawilżenie – izo- i hipotoniczne składniki zawarte w YES® WB uwalniają wodę, które wchłaniają suche tkanki, co łagodzi suchość i dyskomfort.

Aplikação do YES® WB
Pode ser aplicado externamente e internamente, à própria ou ao parceiro. O YES® WB em tubos ou saquetas foi concebido para aplicação com os dedos, bastando espremer o gel nas pontas dos dedos e aplicar nos tecidos vaginalis e/ou nos lábios. O YES® WB pode ser utilizado livremente e com frequência, de acordo com as necessidades do próprio organismo.

Dopasowany odczyn pH – suchości pochwy często towarzyszy zmiana pH spowodowana niskim poziomem estrogenów. YES® WB ma odczyn pH odpowiadający zdrobnym tkankom pochwy (pH4), co pomaga w powrocie do zdrowia.

Możliwe działania niepożądane
Działania niepożądane związane z przywróceniem pH pochwy – podczas powrotu pH pochwy do normalnego poziomu może wystąpić podrażnienie, swędzenie lub pieczenie.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1000 osób) mogą wiązać się z wystąpieniem upławów lub infekcji. YES® WB nie zawiera żadnych znanych alergenów, jednak istnieje niewielkie prawdopodobieństwo [jak w przypadku wszelkich środków stosowanych na ciało], że może wywołać reakcję atopięczniu.

OSTRZEŻENIE: w razie wystąpienia podrażnienia należy przerwać stosowanie. Jeśli objawy utrzymują się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Poważne działania niepożądane należą zgłaszać firmie The YES YES Company Ltd. oraz miejscowym służbom sanitarnym.

Interakcja z lekami i badaniami przeprowadzanymi dopochwowo

YES® WB można bezpiecznie stosować z silikonowymi rozszerzaczami pochwy, trenerami, kubeczkami menstruacyjnymi i prezerwatywami z naturalnego lateksu lub polizoprenu.

OSTRZEŻENIE: nie używać z prezerwatywami poliuretanowymi.

UWAGA: YES® WB nie jest środkiem antykoncepcyjnym ani plemikobyczym.

YES® WB nie należy stosować bez konsultacji z farmaceutką lub lekarzem jednocośnie z innymi lekami, takimi jak dopochwowe leki hormonalne, leki przeciwgrzybicze lub przeciwbakteryjne stosowane dopochwowo.

Aplicarea YES® WB
Para aumentar o prazer e a facilidade da relação sexual: uma aplicação de 5 ml é tipicamente suficiente, mas pode ser usada maior quantidade, se necessário.

Para alívio do desconforto: uma aplicação de 5 ml, usada a cada 2 a 3 dias, é tipicamente suficiente para manter o conforto.

OSTRZEŻENIE: nie używać z prezerwatywami poliuretanowymi.

UWAGA: YES® WB nie jest środkiem antykoncepcyjnym ani plemikobyczym.

YES® WB nie należy stosować bez konsultacji z farmaceutką lub lekarzem jednocośnie z innymi lekami, takimi jak dopochwowe leki hormonalne, leki przeciwgrzybicze lub przeciwbakteryjne stosowane dopochwowo.

Aplicarea YES® WB
Para aumentar o prazer e a facilidade da relação sexual: uma aplicação de 5 ml é tipicamente suficiente, mas pode ser usada maior quantidade, se necessário.

Para alívio do desconforto: uma aplicação de 5 ml, usada a cada 2 a 3 dias, é tipicamente suficiente para manter o conforto.

OSTRZEŻENIE: nie używać z prezerwatywami poliuretanowymi.

UWAGA: YES® WB nie jest środkiem antykoncepcyjnym ani plemikobyczym.

YES® WB nie należy stosować bez konsultacji z farmaceutką lub lekarzem jednocośnie z innymi lekami, takimi jak dopochwowe leki hormonalne, leki przeciwgrzybicze lub przeciwbakteryjne stosowane dopochwowo.

Aplicarea YES® WB
Para aumentar o prazer e a facilidade da relação sexual: uma aplicação de 5 ml é tipicamente suficiente, mas pode ser usada maior quantidade, se necessário.

Para alívio do desconforto: uma aplicação de 5 ml, usada a cada 2 a 3 dias, é tipicamente suficiente para manter o conforto.

OSTRZEŻENIE: nie używać z prezerwatywami poliuretanowymi.

UWAGA: YES® WB nie jest środkiem antykoncepcyjnym ani plemikobyczym.

YES® WB nie należy stosować bez konsultacji z farmaceutką lub lekarzem jednocośnie z innymi lekami, takimi jak dopochwowe leki hormonalne, leki przeciwgrzybicze lub przeciwbakteryjne stosowane dopochwowo.

Aplicarea YES® WB
Para aumentar o prazer e a facilidade da relação sexual: uma aplicação de 5 ml é tipicamente suficiente, mas pode ser usada maior quantidade, se necessário.

Para alívio do desconforto: uma aplicação de 5 ml, usada a cada 2 a 3 dias, é tipicamente suficiente para manter o conforto.

OSTRZEŻENIE: nie używać z prezerwatywami poliuretanowymi.

UWAGA: YES® WB nie jest środkiem antykoncepcyjnym ani plemikobyczym.

YES® WB nie należy stosować bez konsultacji z farmaceutką lub lekarzem jednocośnie z innymi lekami, takimi jak dopochwowe leki hormonalne, leki przeciwgrzybicze lub przeciwbakteryjne stosowane dopochwowo.

Cum actionează YES® WB?

YES® WB ajuta oato sexual, fornecendo lubrificação para permitir a penetração e aumentar o deslizamento e a sensação de prazer. O YES® WB também promove o conforto diário dos tecidos íntimos, proporcionando uma segurança vaginal associada a condições como menopausa, período pós-parto e condições médicas, incluindo, mas sem limitação, tratamentos ginecológicos relacionados com cancer. Estudos de utilização demonstraram que o YES® WB proporciona resultados duradouros.

AVISO: não usar com preservativos de poliuretano.

PRECAUÇÃO: YES® WB não é um contraceutivo ou espermicida.

O YES® WB não deve ser aplicado ao mesmo tempo que outros medicamentos, como TSH vaginal, antifúngicos ou antibacterianos vaginais.

Porém: a parejinha sobre poduje nawilżenie. Nażół warstwę lubrykantu YES® WB na produkt YES® OB i poczuj nowe, trwałe doznanie podczas stonku.

Jak działa YES® WB?

Ochrona mechaniczna – YES® WB przylega do ścianek pochwy, tworząc delikatną warstwę ochronną dla wrażliwych tkanek.

Intensywne nawilżenie – izo- i hipotoniczne składniki zawarte w YES® WB uwalniają wodę, które wchłaniają suche tkanki, co łagodzi suchość i dyskomfort.

Aplicação do YES® WB

Pode ser aplicado externamente e internamente, à própria ou ao parceiro. O YES® WB em tubos ou saquetas foi concebido para aplicação com os dedos,

bastando espremer o gel nas pontas dos dedos e aplicar nos tecidos vaginalis e/ou nos lábios. O YES® WB pode ser usado em exames vaginais como, por exemplo, teste de esfregaço padrão. Não é adequado para uso com o teste ThinPrep Pap.

Armazenamento

Repor a tampa após a utilização. Guardar em local fresco e seco (5 a 30 °C).

Manter protegido da luz solar direta. Utilizar antes do fim do prazo de validade.

5. Po výprážení sláčte koniec aplikátora tak, aby ste ho bezpečne vytiahli.

6. Nepoužívajte opakovane – riziko kontaminacie.

7. Líkvidujte recykláciou (ak existujú príslušné zariadenia)

Fordeler med YES® WB

Sätt tillbaka locket efter användning. Förvaras svart och torrt (5-30 °C).

Undvik direkt solljus. Använd före denna期限 (på etiketten).

Frekvencia aplikácie

Efecte adverse posibile

Efecte adverse posibile

Ingrediente

Ağua^a, Aloé vera^a, Extracto de linho^a, Goma de guar^a, Goma de alfarroba^a, Goma xantana^a, Cloreto de sódio^a, Sorbato de potássio, Ácido cítrico^a, Benzoato de sódio^a.

^a Ingrediente cultivados orgânicamente, 96% orgânicos.

Instruções

1. Agitar o aplicador

2. Desenroscar a tampa

3. O aplicador pode ser inserido de acordo com a facilidade e preferência pessoal:

a) Em posição sentada b) De pé c) Deitada

4. Uma vez inserido, apertar a extremidade do aplicador várias vezes para libertar o produto

5. Depois de esvaziado, apertar a extremidade do aplicador para retirar o sensor de pressão

6. Eliminar por reciclagem (onde houver instalações adequadas)

Frekvenčia aplikácie

Para aumentar o prazer e a facilidade da relação sexual: uma aplicação de 5 ml é tipicamente suficiente, mas pode ser usada maior quantidade, se necessário.

Para alívio do desconforto: uma aplicação de 5 ml, usada a cada 2 a 3 dias, é tipicamente suficiente para manter o conforto.

AVERTIMENTO: não usar com preservativos de poliuretano.

ATENÇÃO: YES® WB não é contraceptivo ou spermicida.

O YES® WB não deve ser aplicado ao mesmo tempo que outros medicamentos, como TSH vaginal, antifúngicos ou antibacterianos vaginais.

Porém: a parejinha sobre poduje nawilżenie. Nażół warstwę lubrykantu YES® WB na produkt YES® OB i poczuj nowe, trwałe doznanie podczas stonku.

AVERTIMENTO: YES® WB não é contraceptivo ou spermicida.

O YES® WB não deve ser aplicado ao mesmo tempo que outros medicamentos, como TSH vaginal, antifúngicos ou antibacterianos vaginais.

Porém: a parejinha sobre poduje nawilżenie. Nażół warstwę lubrykantu YES® WB na produkt YES® OB i poczuj nowe, trwałe doznanie podczas stonku.

AVERTIMENTO: YES®